

## TechnoChemicalCorp

---

**送信者:** "Techno Chemical Corp." <info@technochemical.com>  
**宛先:** <info@technochemical.com>  
**送信日時:** 2005年12月16日 17:06  
**件名:** テクノケミカル E-mail 配信ニュース

テクノケミカル E-mail 配信ニュース

[ Techno Windows 2005/12/16 号 051216 ]  
for the LifeSciences

× × × × × × (株)  
 × × 部 課  
 × 様  
 [ T0920 ]

本メールは弊社主催のセミナー・展示会・資料請求等でユーザ登録された方にお送りしております。本メールはテキストのみで構成され、添付ファイル等は付けていません。万が一、添付ファイルの付いた状態でメールが届きましたら、開かずに削除して下さいますようお願い致します。

配信停止・アドレス変更を御希望される方は本メールの最後をご覧ください。

### コンテンツ

お知らせ(展示会出展のご案内、キャンペーンのご案内)  
 新製品情報 (ピアス社の新製品をご紹介します)  
 人気製品情報 (売れ筋製品のご紹介です)  
 技術情報 (アプリケーション、Q&A等)

### 新製品情報

#### PEG 含有試薬

分子内にPEGを含む各試薬により、タンパク質やペプチドを架橋、ピオチン化、修飾、PEG化を行います。反応基はNHS、マレイミド、ヒドラジドが使用されPEGユニット数4、8、12の異なるスペーサー長があります。親水性の付与や抗原性のマスクを目的に使用されます。

- ・PEGクロスリンカー
- ・PEGピオチン標識試薬
- ・PEGチオール導入試薬
- ・PEG化試薬(メチルキャップ)

詳細は下記URLをご覧ください

<http://www.technochemical.com/pierce/crosslinker/xpeopeg.htm>

#### P-PER 植物タンパク抽出試薬

P-PERキットには有機系溶解試薬と二つの水溶性試薬が含まれ、穏やかな攪拌により、効果的に植物タンパク質を抽出します。ベッスルモーターを使用した苛酷な破碎条件を避けることが出来ます。また抽出物は10分以内に調製が可能であり、タンパク定量は新製品のBCA, Reducing Agent Compatible (#23250) により行うことも出来ます。

#89803 P-PER Plant Protein Extraction Kit 定価 ¥ 51,700  
フレッシュ/凍結サンプルでは 80 mg x 20 回、乾燥サンプルでは 20 mg x 20 回分

<http://www.technochemical.com/pierce/popper/ppper/ppper.htm>

#### SAL 透析カセット MWCO 2,000

Slide-A-Lyzer 透析カセット排除分子量2,000Daが新登場です。試料容量は0.1-0.5 ml, 0.5-3 ml, 3-12 ml, 12-30 ml となります。

#66203 SAL Dialysis Cassettes 2000 MWCO, 0.5-3.0 ml 定価 ¥ 16,500  
#66205 SAL Dialysis Cassettes 2000 MWCO, 0.1-0.5 ml 定価 ¥ 16,500

#66212 SAL Dialysis Cassettes 2000 MWCO, 3-12 ml 定価 ¥ 21,300  
#66230 SAL Dialysis Cassettes 2000 MWCO, 30 ml 定価 ¥ 17,200

<http://www.technochemical.com/pierce/dialysis/sal2k.htm>

---

以下のURLでも新製品情報をご覧になれます。

<http://www.technochemical.com/featured/featuredprd.htm>

#### 人気製品情報

最大16種類のタンパク質を選択、アレイELISAをカスタム

対象となるマーカータンパクは日々変化します。

測定結果、ターゲット変更、疾病の経路に影響する新しいタンパク質の発見による、アレイ変更はEndogenカスタムアレイなら行えます。

1 Well あたり最大16までのタンパク質をプロテインメニューから選択、通常3-4週間程度でカスタムしたキットを受け取ることができます。\*新規の組み合わせの場合は最適化に時間が掛かることもあります。

プロテインアレイメニュー

<http://www.endogen.com/files/SearchLightOct05MenuofProteins.pdf>

文献

<http://www.endogen.com/files/SearchLightRefs0305.pdf>

<http://www.technochemical.com/endogen/srchlgt/custom.htm>

---

以下のURLで従来製品情報をご覧になれます。

<http://www.technochemical.com/pierce/pierceproduct/pierceproduct.htm>

製品に関するお問い合わせは下記アドレスまたはフリーダイヤルでお願いします。

E-mail :ta@technochemical.com (学術担当)

Free Dial :0120-703-633

---

配信中止をご希望の方

件名は空白で構いませんので <[delete@technochemical.com](mailto:delete@technochemical.com)>宛てに送信して下さい。その際本文中にお客様の所属・名前・登録番号([ ]で囲まれた記号が冒頭にあります。)を含めて返送して下さい。配信中止手続きをいたします。登録番号がない場合は手続き出来ないこともあります。

不明な点などございましたら <[info@technochemical.com](mailto:info@technochemical.com)>までご連絡下さい。

Techno Chemical Corporation all right reserved.

発行: テクノケミカル株式会社 <http://www.technochemical.com>